

UpDate!

1896 **SCHWERT**
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

125
YEARS
1896-2021

COLOR

CODE Griffe handles

Modern Therapy · Modern Instruments

In
neuen Farben
·
In new
colors



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

COLOR CODE Griffe
handles

UpDate!



3300-01 violett
purple



3300-02 blau
blue



3300-03 grau
grey



3300-04 schwarz
black



3300-05 gelb
yellow



3300-06 grün
green



* **3300-07** orange *neue Farbe
orange *new color



* **3300-08** hellrot-magenta *neue Farbe
lightred magenta *new color



* **3300-09** türkis-lichtblau *neue Farbe
turquoise *new color

Auf Anfrage
in ein-endiger
Ausführung erhältlich!
On request available
in single-ended!

Ergänzend · additional



3300-20

Adapter für Griffe von M4 x 0,5
auf M2,5 für z. B. Spiegel- oder
Sondeneinsätze
Adapter for handles from M4 x 0.5
to M2.5 for e.g. mirrors and probes



3300-21

Endkappe für doppelendige Griffe
mit M4 x 0,5 Gewinde
End cap for double-end handles
with M4 x 0.5 thread

COLOR CODE Griffe

COLOR CODE Griffe, doppelendig, für alle gängigen
dentale Einsätze mit einem M4x0,5 Gewinde.
Die Griffe sind dank der thermischen und chemi-
schen Eigenschaften des hochwertigen Peek Kunst-
stoffes völlig unbedenklich in der Hygienekette.

COLOR CODE handles

COLOR CODE handles, double ended, for all com-
mon dental inserts with M4x0.5 thread.
The handles are thanks to Peek's thermic and
chemical characteristics completely harmless in the
maintenance chain.