

# UpDate!

**1896 SCHWERT**  
**SWORD** SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN  
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST



## PERIOSTEAL INHIBITION KIT + SOCKET REVOLUTION KIT acc. to Dr. Andrea Grassi

Modern Therapy · Modern Instruments

**SCHWERT**  
SWORD · ESPADA  
EPEE · SPADA



1705-180-00E



1705-185-00E





## PERIOSTEAL INHIBITION KIT + SOCKET REVOLUTION KIT

acc. to Dr. Andrea Grassi

# UpDate!



**1705-90-07E**

Chirurgische Kürette für die mikroapikale Chirurgie, 1,4 mm, im SCHWERT ERGO Griff orange, auswechselbar  
Surgical curette for microapical surgery 1,4 mm, in SCHWERT ERGO handle orange, exchangeable



**1705-91-01E**

Chirurgische Kürette für apikale Resektionen, 2,5 mm, im SCHWERT ERGO Griff violett, auswechselbar  
Surgical curette for apical resection 2.5 mm, in SCHWERT ERGO handle violet, exchangeable



**1705-92-06E**

Chirurgische Kürette für die mikroapikale Chirurgie, 2,0 mm, im SCHWERT ERGO Griff grün, auswechselbar  
Surgical curette for microapical surgery 2.0 mm, in SCHWERT ERGO handle green, exchangeable




**1705-93-03E**

Chirurgische Kürette für die mikroapikale Chirurgie, 3,0 mm, im SCHWERT ERGO Griff grau, auswechselbar  
Surgical curette for microapical surgery 3.0 mm, in SCHWERT ERGO handle grey, exchangeable

**1705-185-00E**

**PERIOSTEAL INHIBITION KIT acc. to Dr. Andrea Grassi,**  
beinhaltet:

Küretten 1705-90-07E, 1705-91-01E, 1705-92-06E und  
1705-93-03E im SCHWERT Protector-Tray 2597-05  
PERIOSTEAL INHIBITION KIT, consisting of:  
Curettes 1705-90-07E, 1705-91-01E, 1705-92-06E and  
1705-93-03E in SCHWERT Protector-Tray 2597-05



- Im neuen SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray




# UpDate!

## PERIOSTEAL INHIBITION KIT + SOCKET REVOLUTION KIT

acc. to Dr. Andrea Grassi




**SCHWERT**  
SWORD · ESPADA  
EPEE · SPADA



**1697-04-08E**

Knochenersatzmaterial Löffel und Stopfer Kombination,  
SCHWERT ERGO Griff hellrot-magenta, auswechselbar  
Graft material carrier and plugger,  
in SCHWERT ERGO handle lightred-magenta, exchangeable

## P-LUX




**617-01**

P-LUX FIG. 1, 2,5 mm, gerade, grün, für Frontzähne und Oberkiefer  
P-LUX FIG. 1, 2.5 mm, straight, green, for front teeth and upper jaw



**617-20**

P-LUX Periotom, gerade, flexibles Arbeitsende  
P-LUX Periotome, straight, flexible working tip





**1411-13**

Raspatorium, Rhombus 2,8/8 mm, zum Schutz empfindlicher Gewebestrukturen, 17,5 cm  
Raspatory, rhombus 2,8 / 8 mm, for protecting delicate soft tissue structures, 17.5 cm

**1705-180-00E**

**SOCKET REVOLUTION KIT acc. to Dr. Andrea Grassi**, beinhaltet:  
Küretten 1705-90-07E, 1705-91-01E, 1705-92-06E, 1705-93-03E,  
1697-04-08E und die Instrumente 617-01, 617-20 und 1411-13 im  
SCHWERT Protector-Tray 2597-08

SOCKET REVOLUTION KIT, consisting of:  
Curettes 1705-90-07E, 1705-91-01E, 1705-92-06E,  
1705-93-03E, 1697-04-08E und die Instrumente  
617-01, 617-20 und 1411-13 in SCHWERT  
Protector-Tray 2597-08



- Im neuen SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray



**SCHWERT**  
SWORD · ESPADA  
EPEE · SPADA

## PERIOSTEAL INHIBITION KIT + SOCKET REVOLUTION KIT

acc. to Dr. Andrea Grassi

UpDate!

i

### CURRICULUM VITAE · Dr. Andrea Grassi

Abschluss 2004 in "Zahnmedizin und Zahnprothetik" an der Universität von Modena und Reggio Emilia.

Von 2005 bis 2007 "Biennial Master's degree International second level in Oral Surgery and Implantology" an der Universität von Verona.

Freiberuflicher Mitarbeiter in der Reggio Emilia seit 2004.

Mitautor des Buches "Next-Generation Biomaterialien für Knochen- und Parodontal Regeneration", von Richard J. Miron und Yufeng Zhang.

Gründungsmitglied der I.A.F., International Academy of Fibrinogen-Induced Regenerative Sealing Technique.

Graduated in 2004 in "Dentistry and dental prosthetics" at the University of the studies of Modena and Reggio Emilia.

From 2005 to 2007 "Biennial Master's degree International second level in Oral Surgery and Implantology" at the University of Verona.

Freelancer in Reggio Emilia since 2004.

Co-author of the book, "Next-Generation Biomaterials for Bone & Periodontal Regeneration", by Richard J. Miron and Yufeng Zhang.

Founding member of I.A.F., International Academy of Fibrinogen-Induced Regenerative Sealing Technique.



### Inhalt / Content

#### PERIOSTEAL INHIBITION KIT + SOCKET REVOLUTION KIT

acc. to Dr. Andrea Grassi

| Abbildung<br>Illustration   | Artikel-Nr.<br>Item-No. | Artikelbezeichnung<br>Description  |
|---|-------------------------|--|
|  | <b>1705-185-00E</b>     | PERIOSTEAL INHIBITION KIT mit SCHWERT Protector-Tray 1/3, 178 x 90 x 24 mm REF 2597-05 bestehend aus:<br>PERIOSTEAL INHIBITION KIT with SCHWERT Protector-Tray 1/3, 178 x 90 x 24 mm REF 2597-05 consisting of:              |
|  | <b>1705-90-07E</b>      | Chirurgische Kürette für die mikroapikale Chirurgie, 1,4 mm<br>Surgical curette for microapical surgery 1.4 mm   |
|  | <b>1705-91-01E</b>      | Chirurgische Kürette für apikale Resektionen, 2,5 mm<br>Surgical curette for microapical surgery 2.0 mm  |
|  | <b>1705-92-06E</b>      | Chirurgische Kürette für die mikroapikale Chirurgie, 2,0 mm<br>Surgical curette for microapical surgery 2.0 mm   |
|  | <b>1705-93-03E</b>      | Chirurgische Kürette für die mikroapikale Chirurgie, 3,0 mm<br>Surgical curette for microapical surgery 3.0 mm   |
|  | <b>1705-180-00E</b>     | SOCKET REVOLUTION KIT mit SCHWERT Protector-Tray 1/2, 178 x 140 x 24 mm REF 2597-08 bestehend zudem aus:<br>SOCKET REVOLUTION KIT with SCHWERT Protector-Tray 1/2, 178 x 140 x 24 mm REF 2597-08 consisting additionally of: |
|  | <b>1697-04-08E</b>      | Knochenersatzmaterial Löffel und Stopfer Kombination<br>Graft material carrier and plugger   |
|  | <b>617-01</b>           | P-LUX FIG. 1, 2,5 mm, gerade, grün, für Frontzähne und Oberkiefer<br>P-LUX FIG. 1, 2.5 mm, straight, green, for front teeth and upper jaw  |
|  | <b>617-20</b>           | P-LUX Periottom, gerade, flexibles Arbeitsende<br>P-LUX Periottom, straight, flexible working tip  |
|  | <b>1411-13</b>          | Raspatorium, Rhombus 2,8 / 8 mm, 17,5 cm<br>Raspatory, rhombus 2,8 / 8 mm, 17.5 cm   |