

# UpDate!

**1896 SCHWERT**  
**SWORD** SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN  
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST



## SCHWERT Zahnzangen englische Form SCHWERT extraction forceps english pattern

Modern Therapy · Modern Instruments


**SCHWERT**  
SWORD · ESPADA  
EPEE · SPADA







i

**SCHWERT Zahnzangen · SCHWERT extraction forceps**




- Präzise, anatomisch ausgeformte Arbeitenden mit Haftprofil
- Ergonomisch grazile Form für optimale Taktilität und Kontrolle
- Teflonscheibe im Zangenschloss für langen gleichmäßigen Gang – Temperaturresistent bis zu 250 °C
- Anatomically precise shaped and serrated gripping jaws
- Ergonomically and slender shaped for superior tactility at good control
- Teflon Disc inside the box lock for a smooth handling – temperature resistant up to 250 °C

**SCHWERT**  
 SWORD · ESPADA  
 EPEE · SPADA



**152-2**  
 FIG. 2  
 16,0 cm



**152-7**  
 FIG. 7  
 16,0 cm

**152-18**  
 FIG. 18  
 16,0 cm

**152-17**  
 FIG. 17  
 16,0 cm

# UpDate!

## SCHWERT Zahnzangen englische Form SCHWERT extraction forceps english pattern




**SCHWERT**  
SWORD · ESPADA  
EPEE · SPADA



**152-67A**

FIG. 67A  
17,5 cm




**152-51A**

FIG. 51A  
17,0 cm



**152-33**

FIG. 33  
14,5 cm



**152-13**

FIG. 13  
14,5 cm




**152-22**

FIG. 22  
14,0 cm



**152-86A**

FIG. 86A  
14,5 cm



**152-79**

FIG. 79  
16,0 cm





**SCHWERT**  
SWORD · ESPADA  
EPEE · SPADA

**SCHWERT Zahnzangen englische Form**  
**SCHWERT extraction forceps english pattern**

UpDate!

i

**SCHWERT Zahnzangen · SCHWERT extraction forceps**


Nun auch vorsortiert in der praktischen 10er Box.  
Im Set enthalten sind die gängigsten Zangen  
Figuren um alle Zähne möglichst schonend zu  
extrahieren. Im Detail enthalten sind:

Now also available in the practicable box with 10  
instruments. The set consists of the most common  
forceps pattern to extract all teeth as gentle as  
possible. The set consists in detail of:



**152-100**

SCHWERT Zahnzangen 10er Box  
SCHWERT extraction forceps 10pcs box



**152-2**

FIG. 2  
16,0 cm

**152-7**

FIG. 7  
16,0 cm

**152-17**

FIG. 17  
16,0 cm

**152-18**

FIG. 18  
16,0 cm

**152-67A**

FIG. 67A  
17,5 cm

**152-51A**

FIG. 51A  
17,0 cm

**152-13**

FIG. 13  
14,5 cm

**152-22**

FIG. 22  
14,0 cm

**152-33**

FIG. 33  
14,5 cm

**152-79**

FIG. 79  
16,0 cm

**1896 SCHWERT**  
**SWORD** SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN  
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 (0) 74 64 / 98 910 - 700 · contact@schwert.com · www.schwert.com



Aufgeführte Medizinprodukte sind mit dem CE-Zeichen versehen. · Medical devices indicated here bear the CE mark.