

UpDate!

1896 **SCHWERT**
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

Chirurgie · Surgery

Ausgabe Juli 2023



Sterilisationscontainer-System Sterilization Containers System

Modern Therapy · Modern Instruments

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



■ ■ ■ Made in Germany

[schwert.com](https://www.schwert.com)



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

SCHWERT Sterilisationscontainer SCHWERT sterilization containers

Unsere Container entsprechen der Norm EN868-8:2009 und AAMI ST 77 und garantieren daher ein Maximum an Benutzerfreundlichkeit.

SCHWERT Container sind aus einer speziellen, eloxierten Aluminiumlegierung hergestellt. Sie gewährleisten, bedingt durch ihre hohe thermische Leitfähigkeit, eine optimale Trocknungsphase.

- verbesserte Verschlussmechanik
- komfortables Handling durch großen Griff mit Silikonfläche
- stabile Bauweise, 2 mm Wandstärke
- patentierte Filterhalter im Boden bildet stabile Auflage für Siebkörbe
- stapelbar

Our containers comply with the standard EN868-8:2009 and AAMI ST 77 and guarantee a maximum of user-friendliness.

SCHWERT containers are manufactured of a special, anodized aluminium alloy. They guarantee, due to their high thermal conductivity, an optimal drying phase.

- Improved locking mechanism
- Convenient handling due to large handle with silicone gripping surface
- Robust construction, 2 mm wall thickness
- Patented filter holder in the bottom forms stable support for baskets
- Stackable

1/1 Container 1/1 containers



Wanne allein ohne Filter,
nicht perforiert
Single bowl without filter,
not perforated

28601-11 580 x 280 x 110 mm

28601-16 580 x 280 x 160 mm

28601-21 580 x 280 x 210 mm


Wanne allein mit 2 Filtern im Boden,
perforiert
Single bowl with 2 filters in the bottom,
perforated base

28611-11 580 x 280 x 110 mm

28611-16 580 x 280 x 160 mm

28611-21 580 x 280 x 210 mm

1/1 Deckel mit 2 Filter 1/1 lid with 2 filters



28641-1 silber · silver

28641-2 gold · gold

28641-3 rot · red

28641-4 blau · blue

28641-5 grün · green

28641-6 schwarz · black





SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

1/1 Siebkörbe 1/1 sleeve baskets

Siebkorb aus Edelstahl mit Fallgriffen,
stapelbar durch Bodenrahmen
Stainless steel sleeve basket with drop-down handle,
stackable by base frame

28651-5 510 x 240 x 50 mm

28651-7 510 x 240 x 70 mm

28651-10 510 x 240 x 100 mm



Tray, Siebkorb aus Edelstahl mit Fallgriffen
Tray, stainless steel sleeve basket with drop-down handle

28651 510 x 240 x 70 mm


Deckel für Tray mit Verschluss
Lid for tray with lock

28661 511 x 243 mm



Silikon Matte
Silicone mat

28671 440 x 230 mm





Chirurgie · Surgery

UpDate!

3/4 Sterilisationscontainer · 3/4 sterilization containers

3/4 Container
3/4 Containers



Wanne allein ohne Filter,
nicht perforiert
Single bowl without filter,
not perforated

28603-11 465 x 280 x 110 mm

28603-16 465 x 280 x 160 mm

28603-21 465 x 280 x 210 mm




Wanne allein mit 1 Filter im Boden,
perforiert
Single bowl with 1 filter in the bottom,
perforated base

28633-11 465 x 280 x 110 mm

28633-16 465 x 280 x 160 mm

28633-21 465 x 280 x 210 mm

3/4 Deckel mit 1 Filter
3/4 lid with 1 filter



28643-1 silber · silver

28643-2 gold · gold

28643-3 rot · red

28643-4 blau · blue

28643-5 grün · green

28643-6 schwarz · black





3/4 Siebkörbe 3/4 sleeve baskets

Siebkorb aus Edelstahl mit Fallgriffen,
stapelbar durch Bodenrahmen
Stainless steel sleeve basket with drop-down handle,
stackable by base frame

28653-5 410 x 240 x 50 mm

28653-7 410 x 240 x 70 mm

28653-10 410 x 240 x 100 mm



Tray, Siebkorb aus Edelstahl mit Fallgriffen
Tray, stainless steel sleeve basket with drop-down handle

28653 410 x 240 x 70 mm


Deckel für Tray mit Verschluss
Lid for tray with lock

28663 411 x 243 mm



Silikon Matte
Silicone mat

28673 380 x 230 mm





Chirurgie · Surgery

UpDate!

1/2 Sterilisationscontainer · 1/2 sterilization containers


1/2 Container
1/2 containers



Wanne allein ohne Filter,
nicht perforiert
Single bowl without filter,
not perforated

28602-11 285 x 280 x 110 mm

28602-16 285 x 280 x 160 mm



Wanne allein mit 1 Filter im Boden,
perforiert
Single bowl with 1 filter in the bottom,
perforated base

28622-11 285 x 280 x 110 mm

28622-16 285 x 280 x 160 mm

1/2 Deckel mit 1 Filter
1/2 lid with 1 filter



285 x 280 mm

28642-1 silber · silver

28642-2 gold · gold

28642-3 rot · red

28642-4 blau · blue

28642-5 grün · green

28642-6 schwarz · black






1/2 Siebkörbe 1/2 sleeve baskets

Siebkorb aus Edelstahl mit Fallgriffen,
stapelbar durch Bodenrahmen
Stainless steel sleeve basket with drop-down handle,
stackable by base frame

28652-5 240 x 240 x 50 mm

28652-7 240 x 240 x 70 mm

28652-10 240 x 240 x 100 mm




Tray, Siebkorb aus Edelstahl mit Fallgriffen
Tray, stainless steel sleeve basket with drop-down handle

28652 243 x 240 x 70 mm


Deckel für Tray mit Verschluss
Lid for tray with lock

28662 244 x 243 mm



Silikon Matte
Silicone mat

28672 220 x 230 mm





Chirurgie · Surgery

UpDate!

Zubehör Sterilisationscontainer · Accessories sterilization containers


SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



28690

Papierfilter für 1/1, 3/4 und 1/2 Container
Paper filters for 1/1, 3/4 and 1/2 containers

100 Stück / Packung
100 pieces / package



28691

PTFE-Dauerfilter (Teflon®) für 1/1, 3/4 und 1/2 Container
PTFE permanent filter (Teflon®) for 1/1, 3/4 and 1/2 containers

Ø 190 mm