

# UpDate!

1896 **SCHWERT**  
**SWORD** SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN  
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST




## SCHWERT Retraktionsfaden-Instrumenten Kit SCHWERT retraction cord packers kit

Modern Therapy · Modern Instruments

**SCHWERT**  
SWORD · ESPADA  
EPEE · SPADA

**COLOR CODE**



### 4881-100

Retraktionsfaden-Instrumenten Kit  
bestehend aus: 4881-1, 4881-2, 4882-3,  
4881-4 und Waschtray 2599-05

Retraction cord packers kit  
consisting of: 4881-1, 4881-2, 4881-3,  
4881-4 and tray 2599-05



i

## Retraktionsfadenstopfer · Retraction cord packers

Um Retraktionsfäden optimal platzieren zu können.

To place retraction cords fast and easy.

- Je ein Instrument speziell für bukkal / lingual bzw. mesial / distal
- Speziell gebogene und flexible Arbeitsenden, konkav ausgeformt für optimale Anpassung
- Durch mikroverzahnte Arbeitsenden wird ein Abrutschen des Fadens vermieden
- One instrument for buccal / lingual and one for mesial / distal
- Special bended and flexible active parts, concave for perfect adaption
- Micro serrated tips for a perfect grip



**4881-1** Retraktionsfadenstopfer bukkal / lingual, grün, auswechselbar  
Retraction cord packer buccal / lingual, green, exchangeable



**4881-2** Retraktionsfadenstopfer distal / mesial, blau, auswechselbar  
Retraction cord packer distal / mesial, blue, exchangeable



**4881-3** Retraktionsfadenstopfer, universal, 45° gewinkelt, gezahnte Arbeitsenden, gelb, auswechselbar  
Retraction cord packer, universal, 45° angulated, serrated working tips, yellow, exchangeable



**4881-4** Retraktionsfadenstopfer, rund, gezahnt, grau, auswechselbar  
Retraction cord packer, round, serrated, grey, exchangeable

