




Ti Küretten / Ti Mini Küretten Ti Currettes / Ti Mini Currettes

Modern Therapy · Modern Instruments

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

COLOR CODE





i



COLOR CODE Ti Küretten · Ti curettes

Universal-Küretten zur Implantatreinigung mit auswechselbaren, sehr grazil ausgearbeiteten Titanspitzen, zur Entfernung der angelagerten Plaque-Schichten auf Implantathälsen.

Die Titan-Spitzen sind nachschleifbar.

All purpose implant curettes with exchangeable, very delicate titanium inserts to remove the accumulated plaque film on implant necks.


The titanium inserts are resharpenable.



3303-01Ti

L1/2


Universal-Kürette, LANGER, L1/2, Griff schwarz, auswechselbare Titanspitzen, UK Prämolaren / Molaren, 17 cm
Universal curette, LANGER, L1/2, black handle, exchangeable titanium tips, lower premolars / molars, 17 cm



3303-03Ti

L3/4


Universal-Kürette, LANGER, L3/4, Griff grün, auswechselbare Titanspitzen, OK Prämolaren / Molaren, 17 cm
Universal curette, LANGER, L3/4, green handle, exchangeable titanium tips, upper premolars / molars, 17 cm



3303-05Ti

L5/6


Universal-Kürette, LANGER, L5/6, Griff gelb, auswechselbare Titanspitzen, OK / UK Frontzähne, 17 cm
Universal curette, LANGER, L5/6, yellow handle, exchangeable titanium tips, upper / lower front teeth, 17 cm



3302-04Ti

CU4R/4L

Universal-Kürette, Columbia University, Fig. CU4R/4L, Griff blau, OK / UK Prämolaren / Molaren, 17 cm
Universal curette, Columbia University, Fig. CU4R/4L, blue handle, upper / lower, premolars / molars, 17 cm



3305-04STi

204S

Sichelscaler, Fig. 204S, Griff, grün, auswechselbare Titanspitzen, 17 cm, zur Biofilmentfernung am Implantat, hervorragender Zugang im Molarenbereich
Sickle scaler, Fig. 204S, green handle, exchangeable titanium tips, 17 cm, easy bio film removal at implants, great access in the molar area





SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

COLOR CODE Ti Mini Küretten · Ti Mini cures


Mini



Standard




<p>Besonders geeignet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Enge, tiefe Taschen ■ Wurzelglättung ■ dünnen parodontalen Biotyp 	<p>Recommended for:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ deep and narrow pockets ■ root planing ■ for thin periodontal biotypes
---	---



3301-01M5Ti
GRA 1/2

Spezial-Kürette, Gracey, GRA 1/2 M5, Griff gelb, auswechselbare Titanspitzen, 17,5 cm, leicht gewinkelt für OK / UK Frontzähne, für Deep Scaling
Special curette, Gracey, GRA 1/2 M5, yellow handle, exchangeable titanium tips, 17.5 cm, light angled front teeth, lower / upper, for deep scaling


3310-102GM5-Ti



3301-07M5Ti
GRA 7/8

Spezial-Kürette, Gracey, GRA 7/8 M5, Griff grau, auswechselbare Titanspitzen, 17,5 cm, stärker gewinkelt für OK / UK Prämolaren / Molaren, bukkal / lingual, für Deep Scaling
Special curette, Gracey, GRA 7/8 M5, grey handle, exchangeable titanium tips, 17.5 cm, angled for deep scaling, premolars / molar, lower / upper, buccal / lingual, for deep scaling


3310-108GM5-Ti



3301-11M5Ti
GRA 11/12

Spezial-Kürette, Gracey, GRA 11/12 M5, Griff violett, auswechselbare Titanspitzen, 17,5 cm, doppelt gewinkelt, für OK / UK Prämolaren / Molaren, mesiale Flächen, für Deep Scaling
Special curette, Gracey, GRA 11/12 M5, purple handle, exchangeable titanium tips, 17.5 cm, double angled, for deep scaling, lower / upper, molars / premolars, mesial areas, for deep scaling


3310-112GM5-Ti



3301-13M5Ti
GRA 13/14

Spezial-Kürette, Gracey, GRA 13/14 M5, Griff blau, auswechselbare Titanspitzen, 17,5 cm, doppelt gewinkelt für OK / UK, Prämolaren / Molaren, distale Flächen, für Deep Scaling
Special curette, Gracey, GRA 13/14 M5, blue handle, exchangeable titanium tips, 17.5 cm, double angled for molars / pre molars, lower / upper, distal area, for deep scaling

3310-114GM5-Ti



3305-06Ti
H6/H7

Sichelscaler, HYGIENIST, H6/H7, Griff grün, auswechselbare Titanspitzen, 17 cm, Kontrawinkel, zur Biofilmentfernung am Implantat, für Frontzähne / Prämolaren, hervorragender Zugang zu mesialen / distalen Flächen
Sickle scaler, HYGIENIST, H6/H7, green handle, exchangeable titanium tips, 17 cm, contra angle, for bio film removal at implants, for front teeth / premolars, easy access to mesial / distal areas

3310-107HTi






UpDate!

GENGLER.DESIGN

Ti Mini Küretten Kit Ti Mini Currettes kit

Modern Therapy · Modern Instruments

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



3301-100M5Ti

Gracey Set M5 mit Titanspitzen,
bestehend aus, Gracey 1/2M5Ti, 7/8M5Ti,
11/12M5Ti, 13/14M5Ti im Tray 2599-05
Gracey Set M5 with titanium tips
consisting of Gracey: 1/2M5Ti, 7/8M5Ti,
11/12M5Ti, 13/14M5Ti and tray 2599-05

1896 **SCHWERT**
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · contact@schwert.com · www.schwert.com



Alle hier aufgeführten Medizinprodukte sind gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG mit dem CE-Zeichen versehen.
All medical devices indicated here bear the CE mark according to the Medical Device Directive 93/42/EEC.

03.2023